



Technical Data Sheet

Product: Loris 0.13% BZK Wipe

DIN 02354543 (Canada)

Product Packaging

Product Code: 126-01

Pouch size: 54 mm x 55 mm

Open wipe: 197 mm x 126 mm

Closed wipe: 31 mm x 37 mm

Solution content: Minimum 2.5 mL/pouch

Packaging Format: 100 wipes / display box & 20 display boxes / corrugate

Corrugates per skid: 65

Corrugates per row: 13

Rows per skid: 5

Product Label

Intended Use: Antiseptic cleanser effective in destroying certain bacteria and removing impurities.

Directions: Use as part of your daily cleansing routine.

Warnings: For external use only. Avoid contact with the eyes. If contact occurs, flush eyes with water. Discontinue use and consult a health care practitioner if irritation develops.

Keep in a cool and dry place between 15°C and 30°C. (59°F - 86°F).



Active Ingredient: 0.13% v/v Benzalkonium Chloride, USP.

Intended Use: Antiseptic cleanser effective in destroying certain bacteria and removing impurities.

Directions: Use as part of your daily cleansing routine.

Warnings: For external use only. Avoid contact with the eyes. If contact occurs, flush eyes with water. Discontinue use and consult a health care practitioner if irritation develops.

Ingrédient actif: chlorure de benzalkonium 0.13% v/v, USP.

Usage: Nettoyant antiseptique efficace pour détruire certaines bactéries et déloger les impuretés.

Mode d'emploi: Utiliser dans le cadre de la routine du nettoyage quotidien.

Mise en garde: Pour usage externe seulement. Éviter tout contact avec les yeux. Le cas échéant, rincer abondamment les yeux avec de l'eau. Si une irritation apparaît, cesser d'utiliser le produit et consulter un praticien de soins de santé.

Manufactured by/ Fabriqué par LERNAPHARM (LORIS) INC.
2323 HALPERN, Ville St-Laurent, Quebec, Canada H4S-1S3



Technical Data Sheet

In-Process Quality Controls on Finished Products

| Test | Method | Specification |
|----------------|-----------|---|
| Fill volume | S-MAN-003 | Minimum 2.5 mL |
| Seal Integrity | S-MAN-013 | No leaks found in bundle of wipes when hardly squeezed between two plates |

Chemical / Biological Analysis

| Test | Method | Specification |
|--|-------------------|---|
| Visual inspection | Visual | The solution is free of dirt, hair, precipitates, and other foreign matter |
| Description | Organoleptic | Sealed pouch containing a paper applicator saturated with an odorless, clear liquid |
| Benzalkonium chloride assay | LC-LP-005 (UHPLC) | 0.130% BZK – 0.143% BZK (LC -0% / +10%) |
| Total Aerobic Microbial Count (TAMC) | TL-S-QUA-028 | <10 cfu/mL |
| Total Combined Yeast & Mold Count (TYMC) | TL-S-QUA-028 | <2 cfu/mL |
| P.aeruginosa | TL-S-QUA-053 | Absence |
| S.aureus | TL-S-QUA-053 | Absence |
| B. cepacia | TL-S-QUA-053 | Absence |